


取扱説明書/保証書付



ASHIWAKAMARU
楽らく電動ルームサイクル



ASHIWAKAMARU
楽らく電動ルームサイクル

- ◎組立ご使用の前にこの取扱説明書を最後までお読みになり、内容をよく理解されてから正しくご使用ください。
- ◎この取扱説明書は手近なところに大切に保管してください。不明な点があればその都度読み直して正しくご使用ください。
- ◎当製品は組立製品ですのでご使用前に必ず各部の点検を行い、しっかりと固定できているかを確認してください。

もくじ

●安全にお使いいただくために	1
●製品仕様と同梱品のご確認	3
●組立方法	4
●本体の起動・操作・終了	5
●コントローラーのボタンと液晶画面	6
●足若丸の操作方法	7
●足若丸の運動方法	9
●お手入れ方法・故障と思われる場合の対処方法	12
●保証書	14

■販売元



株式会社プランディングジャパン
〒115-0055 東京都北区赤羽西1-3-10
TEL.03-5948-9115 FAX.03-5948-9116
<https://bjnetworks.co.jp>



■輸入元

株式会社 優文
〒136-0071 東京都江東区亀戸6-17-2 TOHOビル2F



安全にお使いいただくために

- この取扱説明書をよくお読みの上、正しくご使用ください。
- この取扱説明書に記載のない目的・方法では絶対にご使用にならないでください。

はじめに

次のような方のご使用はご遠慮ください。

- 妊娠中、生理中の方 ●高血圧症、心臓病などの方
- 医師の診断で運動をとめられている方 ●発熱時や過労時
- 体重が100kg以上の方
- 使用中及び使用前後にアルコールを飲用された方

次のような方は安全が確認できる方が付き添ってご使用ください。

- お年寄り、体が不自由な方 ●リハビリ用としてご使用になる場合

製品の設置・保管について

次のような場所には設置、保管はしないでください。

- 傾いたり、滑りやすい不安定な場所 ●極端に高温、低温になる場所
- 屋外、直射日光のある場所 ●ほこりや湿気のある場所
- 油煙や湯気のある場所 ●風通しの悪い場所
- 振動の多い場所 ●運動に充分なスペースを確保できない場所
- 傷のつきやすい場所(床、壁、天井など)

傷をつけないようにご注意ください。

- フローリングや畳の部屋、廊下などでご使用になると床に傷を付ける場合があります。
必ずカーペットなどを敷き、傷をつけない様にご注意ください。

ご使用前の準備について

ご使用前に製品を確認してください。

- ご使用前に必ずネジ、ボルト、ベルトなど、各部品が確実に固定できているかをご確認ください。
- ご使用の前後に準備、整理体操を行ってください。
- ご使用前の準備体操は思わぬケガを防ぎ、ご使用後の整理体操は体力回復につながり体調を整えます。

ご使用時の服装

- 厚めの靴下や運動靴を履き、体にフィットした動きやすい服装でご使用ください。
- 裸足、スリッパ、スカートなどではご使用にならないでください。

本製品の用途について

本製品は一般家庭(個人)用です。

- 業務用としての体育施設などでのご使用、その他不特定多数の方がご使用になる状況でのご使用は絶対にしないでください。

本製品のご使用について

無理な運動をしないでください。

- 使用中に本体や身体にコードがからまない様に注意してください。
- 急激に運動量を増やしますと体調を崩す恐れがあります。徐々に体を慣らすように心がけてください。
- モーターを保護し、長期間ご使用頂く為に1回の使用時間は30分程度をめどにし、使用後は2時間程度モーターを休めるようにしてください。
- 本製品の駆動部分のモーターやコントロールボックス部分は大変重要な為、絶対に分解しないでください。

運動中のご注意

- 体を冷やさないように暖かく換気の良い部屋でご使用ください。
- コントローラーのコードを無理に引っ張らないようにしてください。思わぬ破損やけがの要因となる場合があります。
- 足でご使用になる場合は、土踏まずでペダルを踏み、ベルトをしっかりと締めてください。

製品の保守・点検について

異物を内部に入れないでください。

- 異物が入ったまま使用すると故障およびけがの原因となります。
特にお子さまのいるご家庭ではご注意ください。

改造、分解、修理をしないでください。

- お客様ご自身による改造、分解、修理はけが、製品の破損、故障などの原因となり危険ですのでやめください。

万一製品が濡れた場合

- さびや故障の原因となったり、滑りやすくなりますので乾いた布などで速やかにふき取ってください。

異常時の処置について

次のような場合はただちに運動を中止してください。

- 気分が悪くなったとき ●製品に異常を感じたとき
- 製品のご使用に危険を感じたとき ●周囲に人、動物などが近づいてきたとき

製品の廃棄について

製品の廃棄方法

- 廃棄する地域の行政、自治体の指示に従い適切な方法で廃棄してください。

製品仕様と同梱品のご確認

仕様

- 製品名: 楽らく電動ルームサイクル 足若丸
- 型式: ASM-01
- 素材: スチール、ABS樹脂
- 外形寸法: 約幅40x奥行48x高さ30cm ■重量: 約4.5kg
- 電圧: 100V ■消費電力: 40W ■周波数: 50/60HZ
- 原産国: 中国



※回転/停止ボタン とモード切り替えボタン は動作中に押すとただちに動作を停止する『緊急停止ボタン』です。

同梱品の確認

- 部品の確認および準備は床に布やカーペットのある場所で行い、製品や床、既存の家具などに傷がつかないようにご注意ください。
- 部品が紛失しないように準備の場所を整理整頓し広い場所で行ってください。
- 準備を行う前に部品名称および部品数を確認してください。


- Ⓐ 本体 × 1
- Ⓑ フットベース × 1
- Ⓒ ペダル(右) × 1
- Ⓓ ペダル(左) × 1
- Ⓔ 工具 × 1
- Ⓕ 固定ボルト用ワッシャー × 4
- Ⓖ フットベース固定用ボルト × 4
- Ⓗ 滑り止めシート × 1
- Ⓖ 滑り止めシート × 1

※お買い上げの段階で製品の改良が行われている場合は、外見などが説明書と異なっていることがありますので、予めご了承ください。

組立方法 ★組立て、ご使用前に本取扱説明書を必ずお読みください。


正面に向かって

L=左 R=右




1 フットベースⒷを寝かせたり裏返した本体Ⓐにセットし、工具④を使用してフットベース固定用ボルト⑤と固定ボルト用ワッシャー⑥でしっかりとねじ留めしてください。

2 本体Ⓐを起こし、コントローラー部が手前側となるように置いてください。この位置でのご使用者からみて左側を「左」(L)、右側を「右」(R)と言います。



3 左ペダル(CL)を取り付けます。左ペダル(CL)のボルト部の先端を本体左側のアームのねじ穴に、時計とは反対方向回りに回し入れてください(左ペダル(CL)のねじは逆ねじです)。工具④を使用して最後までしっかりと堅く締めて取り付けてください。



4 右ペダル(CR)を取り付けます。右ペダル(CR)は普通の方向(時計回り)に回し入れてください。工具④を使用して最後までしっかりと堅く締めて取り付けてください。

最後までしっかりと取り付けないと、運転中にペダルが緩み、摩擦でねじ山が削れて、ペダルが脱落する恐れがありますのでご注意ください。

本体の起動・操作・終了

!ここで記載されている内容をよく読み、ご理解いただいた上でご使用ください。
誤った取扱いをすると死亡または重大な事故が起こる可能性があります。

本体の起動

- 1 コントローラーが本体に収まっていること、コントローラーのコードがアームやペダルに巻き込まれる恐がないことを確認してください。コードは、丸めたりしないで真っすぐのばし、濡れた手では持たないでください。
- 2 電源プラグをコンセントにしっかりとさし込みます。
- 3 本体のオレンジ色の電源メインスイッチを「I」側に押すとランプが点灯し電源が入ります。「O」側に押すとランプが消灯し電源が切れます。
- 4 液晶が表示され、操作の準備が整います。10分間操作が行われない場合、節電のため液晶画面が消えます。
- 5 電源コードがペダルから離れた位置にあり、ペダルに巻きつく恐れないことを確認してください。



本体の操作 本体を起動した後、お好きな運転モードを選びます。

本体の操作の詳細については、次のページ以降をご参照ください。

終了


- 1 ペダルが回転している場合は、回転/停止ボタン を押し、停止します。
- 2 電源メインスイッチを「O」側に押します。
- 3 電源プラグをコンセントから抜きます。

△ご注意

★ 足若丸が回転中の状態で、絶対に本体から離れないようにしてください!
足若丸のペダルが回転したままの状態で、お子様が触れたり、異物が接触したりすると事故や故障の原因となりますので、必ず電源メインスイッチをお切りになってからその場を離れるようにしてください。

★ 未使用時も含め図のように電源コードとコントローラーのコードを本体に巻きつけることはおやめください。

★ ペダル作動時には、コントローラーのコードや電源コードが絡まったり、巻き込んだりしないよう十分にご注意ください。




コントローラーのボタンと液晶画面

コントローラーのボタン

時間と速度の設定ボタン

時間(左右)の を押して運動時間を選べます。
5,10,15,20,25,30分の間から選択可能です。
 を押すと動作時間が増え、
 を押すと動作時間が減ります。

速度(上下)の を押してペダルの回転速度を選べます。
1~10の10段階から選択可能です。
(モード0選択時)
 を押すと回転の開始と停止ができます。



モード選択ボタン

M モードボタンを押すたびにモード0~5まで切り替わります。
モード5の時に押すと、モード0に切り替わります。

回転中に **M** を押すと、回転が一時停止され、モードが切り替わります。


液晶画面の説明

カウントダウン

回転が開始されるまでのカウントタイマーです。
 回転/停止ボタンを押すと5からカウントダウンが始まり、0になると回転を開始します。

速さ

現在の回転速度が10段階で表示されます。



時間

残り時間が表示されます。

カロリー

現時点での消費カロリーが表示されます。

距離

現時点での運動距離が表示されます。

モード

現在選択しているモード番号が表示されます。

※液晶画面のカロリー、距離の数値は、ペダルの回転数から計算されたものであり、参考のための目安となっております。

足若丸の操作方法

マニュアルモード

ご使用者が運動時間と回転速度を選択して運転するモードです。

◎マニュアルモードのモード番号は【0】です。

- 1 本体の電源ボタンをON「I」の側に押して電源を入れます。
- 2 コントローラーが起動し、液晶のモード欄に0が表示されマニュアルモードとなります。
- 3 時間の-/+ボタンで運動時間を選択してください。
運動時間は5分、10分、15分、20分、25分、30分の6種類から選ぶことができます。
- 4 コントローラーの△▽ボタンを押し、お好みの回転速度を選んでください。
回転速度は1～10の10段階から選ぶことができます。
- 5 回転/停止ボタン▶▷を押すと、カウントダウンが開始され、0の表示と同時に回転を開始します。
- 6 コントローラーの時間の表示が0になると回転が停止し、運動は終了となります。

※運動中に回転/停止▶▷ボタンを押すと、ただちに回転は停止します。

もう一度回転/停止▶▷ボタンを押すと、カウントダウンが開始され、0の表示と同時に回転を再開します。

※カウントダウン中は操作を行うことができません。
回転が始まってから操作してください。

※運動中も、時間ボタン-/+、速さボタン△▽を押すことで、残り時間と回転速度を調整できます。

※運動中にモード切替ボタンMを押すと、ただちに回転が停止し、モード番号が一つ進みます。

自力回転モード

電動アシストを使用せず、ペダルの負荷を利用して運動を行うモードです。

- 1 電源プラグを完全に抜いてから、行ってください。
- 2 運動チャートの体勢をとり、運動を行います。

※電動アシスト使用時の回転方向と逆にペダルを回すことは、故障の原因になりますのでおやめください。

プログラムモード

足若丸にプログラムされた5種類の運動を行うモードです。

◎プログラムモードのモード番号は【1～5】です。

- 1 本体の電源ボタンをON「I」の側に押して電源を入れます。
- 2 コントローラーが起動し、液晶のモード欄に0が表示されます。
- 3 モード切替ボタンMを押す度に、コントローラーのモード欄の数字が切り替わります。
1～5の中からお好みのモードを選択してください。
- 4 回転/停止ボタン▶▷を押すと、カウントダウンが開始され、0の表示と同時に回転を開始します。
- 5 コントローラーの時間の表示が0になると回転が停止し、運動は終了となります。

※運動中に回転/停止ボタン▶▷を押すと、ただちに回転は停止します。

もう一度回転/停止ボタン▶▷を押すと、カウントダウンが開始され、0の表示と同時に回転を再開します。

※カウントダウン中は操作を行うことができません。回転が始まってから操作してください。

※プログラムモードでは速度、時間を選ぶことができません。

※プログラムモードは全て15分で運動終了となります。

※運動中にモード切替ボタンMを押すと、ただちに回転が停止し、モード番号が一つ進みます。

モード1 低速と中速を交互に繰り返します。

速度2(6分)⇒速度5(3分)⇒速度2(3分)⇒速度5(3分)

モード1の運動量は、距離500mの走行に相当します。

モード2 中速と高速を交互に繰り返します。

速度7(6分)⇒速度10(3分)⇒速度7(3分)⇒速度10(3分)

モード2の運動量は、距離900mの走行に相当します。

モード3 中速から高速の間で交互に速さが切り替わります。

速度6(6分)⇒速度10(3分)⇒速度4(3分)⇒速度8(3分)

モード3の運動量は、距離700mの走行に相当します。

モード4 低速から高速の速度を繰り返します。

3～10の速度が20秒ごとに切り替わります。(最初の速度は40秒)

モード4の運動量は、距離700mの走行に相当します。

モード5 中速から高速の速度が、15秒ごとにゆるやかに変化してゆきます。

5～10の速度が15秒ごとに切り替わります。(最初の速度は30秒)

モード5の運動量は、距離800mの走行に相当します。

※モード1～5の時間、距離は目安となります。

足若丸の運動方法 運動の際は正しい姿勢で行ってください。背筋を伸ばし、視線と顔は正面へ向けて、肘と膝はペダルが最も高い位置に来たときに約90度の角度が理想です。



- 力を加えず、回転に合わせて運動してください。
- 電動アシスト使用
- コントローラーのコードを無理に引っ張らないようにしてください。
- 足でご使用になる場合は、土踏まずでペダルを踏み、ベルトをしっかりと締めてください。

用時の回転方向と逆にペダルを回すことは、故障の原因になりますのでおやめください。
思わぬ破損やけがの要因となる場合があります。


●電源コードやコントローラーのコードの巻き込み、断線にご注意ください。



椅子サイクリング

足若丸の最も基本的な姿勢です。どのモードでも運動をお楽しみいただけます。安定した椅子に奥までしっかりと腰を掛け、正しい姿勢での運動を心がけてください。まずはここから始めてみましょう。

おすすめモード 全モード



本体の向きを変えて逆回転運動

△ご注意ポイント 椅子には奥までしっかりと座りましょう。



体育座りランニング

膝をお腹へ引き付けるような運動を行います。少し窮屈な感じもするかもしれません。体を起こしながら行うこの運動は、足周りだけでなくお腹への効果も期待できます。

おすすめモード

モード2:ランニングのようにスピードの速いちょっとハードな運動にチャレンジ!

モード4:上がっては下がる速度の波に合わせて、お腹を意識しながら足を動かしてみましょう。



本体の向きを変えて逆回転運動

△ご注意ポイント 体を起こした状態を続けると、腰や背中にも少し負荷が掛かります。
疲れたなと思ったら休憩しましょう。

寝転びウォーキング


足若丸と同じ高さに横たわり、リラックスした姿勢で運動を行います。足腰にかかる負荷が軽くなり、お疲れの方や腰に痛みがある方などにオススメです。硬い床などで行うと背中などを傷めてしまう可能性があります。必要に応じてマットなどを併用してください。

おすすめモード

モード1:速度もリズムもゆっくり。リラックスして運動しましょう。
モード3:4つの速度をじっくり、少し長めに楽しめます。



本体の向きを変えて逆回転運動



△ご注意ポイント 腰と足若丸の位置が近すぎると、足を伸ばすときに足若丸が押されて倒れてしまう恐れがあります。




テーブルボクシング

ペダルに手の平を乗せて、動きに合わせて腕を上下前後に動かすことで、肩や付け根に近い胸の部分の運動も行えます。体を足若丸に近づけると、より腕に集中した運動に、少し離れると自然に上半身を捻るような動きになります。腕だけでなく上半身の運動も同時にできます。

おすすめモード

モード2:ハイペースなボクササイズを楽しみましょう。

モード5:中速~高速まで短い時間でアップダウンを繰り返す、よりハードなボクササイズ。



本体の向きを変えて逆回転運動

△ご注意ポイント テーブルの上などで行う際は、運動の際に周囲のものにペダルがぶつかったりしないように、ご注意ください。

⚠ 警告

⚠ 運動中は前向きの姿勢で、電源コードは本体の後方に置くようにしてください

運動は必ず本体に向かい合った姿勢で行ってください。横向きや後ろ向き姿、運動中立ち上がった姿勢で運動を行うと大変危険です。ご使用時、電源コードを本体の横又は前に置くと、ペダルに巻き込まれ、切れたり、内部で断線が起こる可能性があり大変危険です。

⚠ ゆっくりと乗せてください

本体に手や足を乗せる時、おろす時はゆっくりと確実に行ってください。
勢いよく行ったりするとバランスを崩して大変です。

⚠ ペダル回転速度は段階的に上げていってください

急なスピードアップは膝、足首などを傷める原因となる事がありますので、充分気をつけて行ってください。より速いスピードで足を回転させることは、筋肉の活性化に効果的ではありますが、無理せずに足の動きが慣れてくるまで、毎日少しづつ回転速度を上げていくことを心掛けてください。どんな運動も急激なスピードアップはけがの大きな原因となりますので、くれぐれもご注意ください。

⚠ 無理な体勢での運動はしないでください

無理な体勢での運動や、無理な方向へ力を加える運動は行わないでください。

⚠ 異常な音、におい、煙がでた場合は

万一、異常な音、におい、煙がでた場合は直ちに使用を中止し、販売店にご連絡ください。

⚠ 注意

- ◎自動運動中(モーター作動中)に故意に回転を止める様な事は、けが又は故障の原因になりますので、おやめください。
- ◎運動を始める前に必ず準備運動(ストレッチ等)を行ってください。
- ◎自転車などに乗る事も含め、普段運動をなさっていない方は、短い時間設定または遅い速度でお使いください。
- ◎お身体の調子、体力に合わせ徐々に運動時間を延ばしていく様にしてください。
- ◎本体のカバーを絶対に開けないでください。ご自分で分解、改造しないでください。故障、けがの原因となり、危険です。
- ◎急激な温度変化は、結露の原因となります。寒い所から暖かい所に持ち込むときは、常温になってからご使用ください。
- ◎モーターを保護し、長期間ご使用頂くために、1回の使用時間は30分程度とし、使用後は2時間程度モーターを休めるようにしてください。
- ◎フローリングや畳の部屋、廊下などでご使用になると床に傷を付ける場合がありますので、付属の滑り止めシートなどを敷き、傷をつけない様にご注意ください。

お手入れ方法・故障と思われる場合の対処方法

下記内容にご注意してお手入れしてください。

このような場合	お手入れ方法
本製品が汚れた	布にせっけん水を含ませ、よく絞った上で拭きます。その後乾いた布で拭き取ってください。 決して直接水をかけたり、ベンジンやシンナーなどの溶剤を使用しないでください。
本製品に汗がついた	きれいな乾いた布で拭き取ってください。
本製品を廃棄したい	粗大ごみとして各自治体の決められた日時、場所に廃棄してください。
本製品の定期的な点検	ペダルのねじが緩んでいる場合は、工具で早めに締め直してください。 緩んだままでご使用を続けるとねじ山が摩擦で削れ、ペダルが脱落する可能性があるのでご注意ください。

故障と思われる場合は、下記内容をご確認の上お問い合わせください。

このような場合	点検するところ	対処方法
本体および各部が がたつく、 異常音がする	◎平らなところに設置していますか。 滑り止めシートを併用していますか。 ◎各ねじやボルトの締め付けは充分ですか。ねじ部分がきしんでいませんか。	平らなところに設置し、滑り止めシートを敷いてください。 再度、ねじ、ボルトの締め付けを点検してください。
コントローラーの 液晶表示がでない	◎電源メインスイッチは、「I」側になっていますか。	電源メインスイッチの向きを確認してから、コントローラーのボタンのどちらかを押してください。
	◎起動後コントローラーの操作をせずにそのままにしていませんでしたか。	約10分間コントローラーの操作をしないと液晶が自動的に消えます。
ペダルが回転しない/ 止まってしまった	◎ペダルに力をかけすぎていませんか。 ◎設定した時間が終了していませんか。 ◎連続して30分以上使用していないませんか。	力を加えず、ペダルの回転に合わせてください。 設定された時間が終了すると、回転は停止します。 1回の使用時間は30分程度とし、使用後は2時間程度モーターを休めるようにしてください。

※運動開始前と運動中に、回転/停止ボタンを押してもペダルが動かないときは、故障の可能性がありますので、P13のお客様サポートセンターへお問い合わせください。

アフターサービス

- 万一、本体を落としたり、破損した場合は、点検修理を依頼してください。(有料)
- 本製品は家庭用です。業務用としては使用しないでください。
- 本製品以外に間接の損害が生じた場合、不具合の原因が本製品であっても保証は致しかねます。

保証書

本製品には保証書が付いています。
保証書はお買い上げの販売店で「販売店名・お買い上げ日」などの記入をご確認のうえ、内容をよくお読みいただいたあと、大切に保管してください。保証期間はお買い上げ日より1年間です。

修理を依頼するとき

保証期間中は

製品に保証書を添えてお買い上げの販売店にご持参ください。保証書の記載内容に従って無料修理いたします。

保証期間が過ぎているときは

弊社お客様サポートセンターまたはお買い上げの販売店にお問い合わせください。

アフターサービスについてご不明の場合

アフターサービスについてご不明の場合には、弊社お客様サポートセンターまたはお買い上げの販売店にお問い合わせください。

- お問い合わせの際は「製品名」・「品番」・「症状」をご確認のうえ、お伝えください。

製品名 楽らく電動ルームサイクル 足若丸

品番 ASM-01

製品に関するお問い合わせは

株式会社プランディングジャパン
お客様サポートセンター

電話 03-5948-9115

受付時間

午前10時～午後5時(土・日・祝祭日および弊社指定休業日を除く)

- ・本書に記載された内容の一部または全部を弊社に無断で転載・改変・複写・複製することを禁じます。
- ・改良のため、製品の使用や外観、および本書の内容を予告なく変更することがあります。

MEMO

保証書

保証対象	対象商品		品番
	楽らく電動ルームサイクル 足若丸(本体)※コード類を除く		
お客様	お名前		
	ご住所 テ □□□-□□□□		
	お電話		
お買い上げ日	20□□年□□月□□日		
保証期間	お買い上げ日から 本体1年間		
販売店	店名		
	住所		
	電話		

保証規定

本書は、本書記載内容で無料修理を行うことを約束するものです。保証書に記載の「保証期間」中に故障が発生した場合、本製品と本書をご持参のうえ、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。所定記入欄が空白のままでと、本書は有効になりません。記入のない場合は直ちにお買い上げの販売店へお申し出ください。

- お客様にご記入いただいた保証書の内容は、保証期間内のサービス活動および安全点検活動のために利用させていただく場合がございますのでご了承ください。
- 本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。

無料修理規定

- 取扱説明書の注意書きに従った正常な使用状態で、保証期間内に故障した場合は、弊社が無料修理いたします。
 - ご転居、ご贈答品などでお買い上げの販売店に修理依頼ができない場合には、取扱説明書に記載しております弊社お客様サポートセンターにご相談ください。
 - 保証期間内でも次のような場合には有料修理となります。
 - (イ) 使用上の誤りや不当な修理、改造による故障および損傷。
 - (ロ) お買い上げ後の落下などによる故障および損傷。
 - (ハ) 火災、地震、風水害、ガス害、落雷、その他天災地変、公害や異常電圧その他の外部要因による故障および損傷。
 - (ニ) 一般家庭用以外(例えば業務用の長時間使用)に使用された場合の故障および損傷。
 - (ホ) 本書のご提示がない場合。
 - (ヘ) 本書にお買い上げの年月日、お客様名、販売店名の記入がない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。
 - (ト) 譲渡、転売、中古販売、オークションなどにて入手された場合。
 - (チ) 滑り止めマット、ペダル、ペダルのベルトの経年使用による破損。
 - ※滑り止めマット、ペダル、ペダルのベルトは消耗品です。
 - ※ペダルのベルトは安全のために過度の力が加わると切れるようになっています。
 - 本書は日本国内においてのみ有効です。This warranty is valid only in Japan.
- ※この保証書は本書で明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。
したがってこの保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。
保証期間経過後の修理などについてご不明の場合は、
弊社お客様サポートセンターまたはお買い上げの販売店にお問い合わせください。

- 本製品以外に間接の損害が生じた場合、不具合の原因が本製品であっても補償は致しかねます。